

# Anti-IRAK1-binding protein 1 兔多克隆抗体

K1346050 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	白细胞介素-1 受体相关激酶 1 结合蛋白 1
别名	ActA binding protein 3, AIP70, IRAK1-binding protein 1, SIMPL
免疫原	KLH 偶联的小鼠 IRAK1-binding protein 1 合成肽
Uniprot ID	Q9ESJ7
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞核

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 2000

阳性样品: 睾丸


## 背景

Component of the IRAK1-dependent TNFRSF1A signaling pathway that leads to NF-kappa-B activation and is required for cell survival. Acts by enhancing RELA transcriptional activity.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 IRAK1-binding protein 1 蛋白(货号 K1346050).  
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 IRAK1-binding protein 1 蛋白(货号 K1346050).  
 样品: 大鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 1500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603