

Anti-IL-1RA 兔多克隆抗体

K1346320 -20°C



产品信息

蛋白质全称	白细胞介素-1 受体拮抗蛋白
别名	IL-1RN, IL-1ra, IRAP, IL1 inhibitor, DIRA, IL1RA, IL1RN, MVCD4, Type II interleukin 1 receptor antagonist, Anakinra, ICIL 1RA, IL 1ra, IL 1ra3, IL 1RN, IL1F3, IRAP
免疫原	KLH 偶联的小鼠 IL1RA 合成肽
Uniprot ID	P25085
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型, 细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 200-1: 600
 阳性样品: 食管


背景

Inhibits the activity of interleukin-1 by binding to receptor IL1R1 and preventing its association with the coreceptor IL1RAP for signaling. Has no interleukin-1 like activity.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 IL-1RA 蛋白(货号 K1346320).
 样品: 人食管, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 400 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 IL-1RA 蛋白(货号 K1346320).
 样品: 人食管, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 400 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603