

# Anti-IKIP 兔多克隆抗体

K1344178 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	NF-κB 激酶相互作用蛋白抑制剂
别名	IKBIP, IKBKB interacting protein, IKIP, IKK interacting protein
免疫原	KLH 偶联的小鼠 IKIP 合成肽
Uniprot ID	Q9DBZ1
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	内质网, 膜

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人  
 稀释比: 1: 300-1: 600  
 阳性样品: 胎盘


## 背景

Target of p53/TP53 with pro-apoptotic function.

## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 IKIP 蛋白(货号 K1344178).  
 样品: 人胎盘, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603