

Anti-ACAP2 兔多克隆抗体

K1344433 -20°C



产品信息

蛋白质全称	含卷曲螺旋、ANK 重复和 PH 结构域的 Arf-GAP 蛋白 2
别名	ACAP2, Centaurin beta 2, CENTB2, CNT B2, KIAA0041
免疫原	KLH 偶联的小鼠 ACAP2 合成肽
Uniprot ID	Q6ZQK5
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	87 kDa / 80 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 2000

阳性样品：肺


背景

GTPase-activating protein (GAP) for ADP ribosylation factor 6 (ARF6).

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 ACAP2 蛋白(货号 K1344433).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603