

# Anti-CD20 兔多克隆抗体

**K1347163** -20°C


## 产品信息

蛋白质全称	B 淋巴细胞抗原 CD20
别名	MS4A1, B1, Bp35, CD20, CVID5, LEU-16, MS4A2, S7, membrane spanning 4-domains A1
免疫原	KLH 偶联的人 CD20 合成肽
Uniprot ID	P11836
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜
预测分子量 / 观测分子量	33 kDa / 30-40 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人  
 稀释比: 1: 500-1: 1000  
 阳性样品:

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人  
 稀释比: 1: 250-1: 1000  
 阳性样品: 结肠, 结肠癌


## 背景

B-lymphocyte antigen CD20 or CD20 is an activated-glycosylated phosphoprotein expressed on the surface of all B-cells beginning at the pro-B phase (CD45R+, CD117+) and progressively increasing in concentration until maturity. The protein has no known natural ligand[8] and its function is to enable optimal B-cell immune response, specifically against T-independent antigens. It is suspected that it acts as a calcium channel in the cell membrane. It has been shown that CD20 plays a role in the microenvironmental interactions of B cells.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 CD20 蛋白(货号 K1347163).  
 样品: 人结肠癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 CD20 蛋白(货号 K1347163).  
 样品: 人结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

**For Research Use Only!**
**Ver. No.: V1-202603**