

Recombinant Anti-IL-1 beta antibody (兔单克隆抗体)

K5466806 -20°C



产品信息

蛋白质全称	白细胞介素 1 β
别名	IL1B, IL-1, IL1-BETA, IL1F2, interleukin 1 beta
免疫原	人 IL-1 beta 重组蛋白
Uniprot ID	P01584
抗体亚型	IgG, κ
克隆号	SB265
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	31 kDa / 28 /35 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: THP-1 细胞


背景

Potent proinflammatory cytokine. Initially discovered as the major endogenous pyrogen, induces prostaglandin synthesis, neutrophil influx and activation, T-cell activation and cytokine production, B-cell activation and antibody production, and fibroblast proliferation and collagen production. Promotes Th17 differentiation of T-cells.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μ g/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 IL-1 beta 蛋白(货号 K5466806).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603