

# Recombinant Anti-CD11c antibody (小鼠单克隆抗体)

**K545177** -20°C


## 产品信息

蛋白质全称	整合素α-X
别名	CD11C, Integrin alpha X, ITGAX, Leu M5, SLEB6, integrin subunit alpha X, Integrin alpha X, Leu M5
免疫原	人 CD11c 重组蛋白
Uniprot ID	P20702
抗体亚型	IgG2a, κ
克隆号	SB370
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜
预测分子量 / 观测分子量	129 kDa / 150 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人  
 稀释比: 1: 500-1: 2000  
 阳性样品:

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人  
 稀释比: 1: 500-1: 1000  
 阳性样品: 肝, 扁桃体


## 背景

This gene encodes the integrin alpha X chain protein. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This protein combines with the beta 2 chain (ITGB2) to form a leukocyte-specific integrin referred to as inactivated-C3b (iC3b) receptor 4 (CR4). The alpha X beta 2 complex seems to overlap the properties of the alpha M beta 2 integrin in the adherence of neutrophils and monocytes to stimulated endothelium cells, and in the phagocytosis of complement coated particles. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 CD11c 蛋白(货号 K545177).  
 样品: 人肝, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.  
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 CD11c 蛋白(货号 K545177).  
 样品: 人扁桃体, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟.  
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.

**For Research Use Only!**
**Ver. No.: V1-202603**