

Recombinant Anti-Cytokeratin (HMW) antibody (小鼠单克隆抗体)

K5450243 -20°C


产品信息

蛋白质全称	角蛋白, II 型细胞骨架蛋白 1
别名	KRTA, KRT1, 67 kDa cytokeratin, Cytokeratin-1, Hair alpha p rotein, Keratin-1, Type-II keratin Kb1, CK-1, K1, CK1, CK5, CK10, CK14, Cytokeratin-5, CK-5, Keratin-5, K5, Type-II keratin Kb5, Krt5, Krt2-5, 56 kDa cytokeratin, Cytokeratin-10, CK-10, Keratin-10, Krt10, K10, BCIE, B IE, Krt14, KRT14, CK14, EBS3, EBS4, K14, NFJ, keratin 14, Keratin, type I cytoskeletal 14, Cytokeratin-14, CK -14, Cytokeratin 14
免疫原	人 Cytokeratin (HMW)重组蛋白
Uniprot ID	P04264
抗体亚型	IgG
克隆号	SB431
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞核
预测分子量 / 观测分子量	46-58 kDa / 46-58 kDa

Together with KRT19, helps to link the contractile apparatus to dystrophin at the costameres of striated muscle.

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1500-1: 3000

阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人


稀释比: 1: 2000-1: 4000

阳性样品: 肺鳞状细胞癌, 扁桃体


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Cytokeratin (HMW)蛋白(货号 K5450243).
 样品: 人肺鳞状细胞癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 100°C, 25 分钟.
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Cytokeratin (HMW)蛋白(货号 K5450243).
 样品: 人扁桃体, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 100°C, 25 分钟.
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603