

Recombinant Anti-Myeloperoxidase antibody (小鼠单克隆抗体)

K5450531 -20°C


产品信息

蛋白质全称	髓过氧化物酶
别名	MPO, myeloperoxidase
免疫原	人 MPO 重组蛋白
Uniprot ID	P05164
抗体亚型	IgG1
克隆号	SB620
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	溶酶体
预测分子量 / 观测分子量	84 kDa / 37/55/84 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人
 稀释比: 1: 500-1: 1500
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 1000-1: 2500
 阳性样品: 食管癌, 肝


背景

Myeloperoxidase (MPO) is a peroxidase enzyme that in humans is encoded by the MPO gene on chromosome 17. MPO is most abundantly expressed in neutrophil granulocytes (a subtype of white blood cells), and produces hypohalous acids to carry out their antimicrobial activity. It is a lysosomal protein stored in azurophilic granules of the neutrophil and released into the extracellular space during degranulation. Neutrophil myeloperoxidase has a heme pigment, which causes its green color in secretions rich in neutrophils, such as pus and some forms of mucus.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Myeloperoxidase 蛋白(货号 K5450531).
 样品: 人食管癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (货号 KSG1203), 水浴 100°C, 25 分钟.
 一抗: 1: 1800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Myeloperoxidase 蛋白(货号 K5450531).
 样品: 人肝, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (货号 KSG1203), 水浴 100°C, 25 分钟.
 一抗: 1: 1800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603