

Cy5 标记山羊抗小鼠 IgG

KB81903 **-20°C**

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Cy5 标记山羊抗小鼠 IgG	KB81903	100 μL

产品简介

Cy5 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) (Cy5 conjugated Goat Anti-mouse IgG (H+L)), 用于 IF、FC 等实验。
激发波长为 648 nm, 发射波长为 662 nm。

保存条件:

-20°C保存, 一年有效

建议稀释比

1:100—1:400

适用于IF、FC等各类应用

注意事项

1. 具体的稀释比例请根据实验结果调整。尽量减少反复冻融。
2. 实验过程中尽量避光, 减少淬灭。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品仅供科研用途, 不用于临床诊断!

版本号: V1-202603